

重组霍乱毒素 B 亚基 (FITC 标记, 绿色荧光) Recombinant Cholera Toxin B subunit, FITC-conjugated

产品编号	产品名称	包装规格
NBS6736-1mg	重组霍乱毒素 B 亚基 (FITC 标记, 绿色荧光)	1mg

产品简介:

霍乱毒素 B 亚单位(Cholera Toxin Subunit B, 简称 CTB)是霍乱肠毒素的重要组成部分, 而霍乱肠毒素是霍乱弧菌分泌的主要致病因子。天然霍乱毒素采用 AB5 毒素结构模式, 由一个具有酶活性的 A 亚单位和五个相同的 B 亚单位非共价结合形成的环状五聚体。该产品为重组形式, 通过基因工程技术单独表达 B 亚单位, 完全不含具有毒性的 A 亚单位, 既保证了实验安全性, 又不影响其功能特性。

CTB 的核心功能机制在于其能够特异性识别和结合细胞膜上的 GM1 神经节苷脂 (monosialotetrahexosylganglioside)。GM1 神经节苷脂是一种广泛分布于真核细胞膜上的糖鞘脂, 特别在神经元胞体、树突以及上皮细胞表面富集。CTB 与 GM1 的结合具有高度亲和力和特异性, 这种结合特性是其多种应用场景的分子基础。CTB 可以在不引起细胞毒性反应的前提下, 利用 CTB 的膜结合能力进行多种研究。

脂筏(lipid raft microdomains, LR)是细胞膜上富含胆固醇和鞘脂类的微结构域, 被认为在细胞信号转导、膜运输和细胞极性建立中发挥关键作用。由于 GM1 神经节苷脂是脂筏的标志性成分, CTB 与 GM1 的高亲和力结合使其成为脂筏的天然标记物。FITC-CTB 是用异硫氰基荧光素 (FITC) 标记的 CTB 产品, 可用于脂筏的特异性标记。此外, 我们还可以定制 AF488/AF594/AF647 等小分子荧光素标记的 CTB。

保存条件:

-20°C 保存, 1 年有效。避免反复冻融。

产品信息:

- 1) CAS: 131096-89-4
- 2) 中文名称: 荧光素标记的霍乱毒素 B 亚基; 异硫氰酸荧光素标记的霍乱毒素 B 亚基
- 3) 别名: 霍乱毒素 B 亚基-FITC; FITC CTB; Fluorescein CTB; CHOLERA TOXIN B SUBUNIT-FITC; CTB-FITC; Cholera Toxin B subunit-FITC; CTxB-FITC;

CholeraGenoid-FITC

- 4) 浓度: 1mg/mL (Buffer: 1×PBS PH7.4)
- 5) 外观: 液体
- 6) 应用: 神经元逆行示踪剂、免疫佐剂、标记细胞膜上的脂筏

产品使用:

以下方案适用于对 1 个 2 mL 体系、浓度为 1×10^6 个/mL 的悬浮活细胞样本进行标记。对于在 18 mm×18 mm 盖玻片上生长至亚汇合度 (70%-80%) 的贴壁细胞, 也可使用相同体积的试剂进行标记。若需标记多个样本, 可按比例扩大试剂用量; 若孵育体积小于 2 mL, 可按比例减少试剂用量。

1. 细胞洗涤: 将细胞离心, 用预冷的 1×PBS (PH7.4) 轻轻重悬细胞沉淀。

2. CTB 孵育条件

浓度优化: CTB-FITC (1mg/mL) 推荐工作浓度 5-10 μ g/mL (不同细胞类型最适浓度有差异, 需预实验确定, 过高浓度增加背景), 工作液可用无菌 1×PBS 稀释 (PH7.4)。

孵育时间与温度: 4°C 孵育 30 分钟 (减少内吞作用, 保持膜表面 GM1 标记)。若需标记内化 GM1, 可改为 37°C 孵育 15-30 分钟。孵育结束后, 用预冷的 1×PBS (PH7.4) 轻轻洗涤细胞数次。

避光操作: CTB-FITC 对光敏感, 全程避光。

3. 封片与观察标记细胞

若细胞无需用醛类固定以进行长期储存, 也无需固定后用去污剂透化以进行后续标记步骤, 则可直接进行此步骤; 否则跳过此步骤, 继续进行步骤 4。将细胞置于预冷的 1×PBS (PH7.4) 中封片, 使用合适的滤光片组通过荧光显微镜观察细胞。

4. 固定 (可选): 将细胞置于含 4% 甲醛的预冷 1×PBS (PH7.4) 中, 在 4°C 条件下固定 15 分钟, 避免醛类过度交联破坏脂筏结构。甲醇/丙酮等有机溶剂固定会溶解脂筏, 不可使用。若细胞无需去污剂透化, 可直接进行步骤 6。

洗涤: 固定后用 1×PBS (PH7.4) 轻柔洗涤 3 次, 防止脂筏破坏。

5. 透化细胞 (可选): 脂筏的标记不建议透化处理, 如实验中无法避免透化, 可尝试将固定后的细胞置于含 0.1% Saponin 的 1×PBS (PH7.4) 中, 在室温下透化 10 分钟。透化结束后, 用 1×PBS 洗涤细胞 1 次。

6. 封片与观察固定后的细胞: 使用适宜的封片剂 (如货号: NBS0032) 对固定后的细胞 (或固定并透化后的细胞) 进行封片, 然后使用合适的滤光片组通过荧光显微镜观察细胞。

注意事项:

1. 荧光染料都存在淬灭问题, 操作或保存过程中尽量避光, 减缓荧光淬灭。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
NBS6719-500μg	Cholera Toxin from Vibrio Cholerae 霍乱毒素	500μg
NBS6720-1ml	霍乱毒素溶液 (50μg/ml)	1ml
NBS6721-500μg	Cholera Toxin B subunit 霍乱毒素 B 亚基	500μg
NBS6722-100μg	霍乱毒素 B 亚基溶液 (大肠杆菌重组表达)	100μg
NBS6723-100μg	重组霍乱毒素 B 亚基 (CF488A 标记, 绿色荧光)	100μg
NBS6724-100μg	重组霍乱毒素 B 亚基 (CF568 标记, 红色荧光)	100μg
NBS6725-100μg	重组霍乱毒素 B 亚基 (CF594 标记, 红色荧光)	100μg
NBS6726-100μg	重组霍乱毒素 B 亚基 (CF647 标记, 深红色荧光)	100μg
NBS6727-100μg	重组霍乱毒素 B 亚基 (CF680R 标记, 近红外荧光)	100μg
NBS6736-1mg	重组霍乱毒素 B 亚基 (FITC 标记, 绿色荧光)	1mg