



SDS-PAGE Sample Loading Buffer (2X)

货号: AL001

规格: 1 mL*10

-20°C保存, 保质期 12 个月。

1. 产品介绍

本产品是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 2 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

2. 注意事项

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套和口罩操作。
2. SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (2X) 必须完全溶解后再使用。
3. SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液 (2X) 中含少量 DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含巯基乙醇。
4. 本产品仅限科研使用。