

D-glucose D-葡萄糖(无水)

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0188-500g	D-glucose D-葡萄糖(无水)	500g

产品简介:

D-葡萄糖 (D-(+)-Glucose, CAS: 59-23-4), 也称为右旋糖, 自然界中分布最广泛的糖类, 常加入特定培养基中用作能量源。

产品特性:

- 1) 同义名: D-Glucose, anhydrous; Dextrose; D-(+)-无水葡萄糖; α -D-葡萄糖; 无水右旋糖;
- 2) CAS NO: 50-99-7
- 3) 分子式: C₆H₁₂O₆
- 4) 分子量: 180.16 g/mol
- 5) 纯度: >99.5%
- 6) 外观: 白色结晶
- 7) 溶解性: 溶于水, 极微溶于无水乙醇、乙醚。

保存条件:

室温干燥保存, 3年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS5150-5mg</u>	<u>Salinomycin Sodium Salt 盐霉素钠盐</u>	5mg
<u>NBS5151-100mg</u>	<u>Thiostrepton 硫链丝菌素</u>	100mg
<u>NBS5152-100mg</u>	<u>Nourseothricin (NTC) Sulfate 诺尔斯菌素</u>	100mg
<u>NBS5153-1mg</u>	<u>Aureobasidin A (AbA) 金担子素 A (粉末)</u>	1mg
<u>NBS5154-1ml</u>	<u>Aureobasidin A (AbA) 金担子素 A (1 mg/ml)</u>	1ml
<u>NBS5155-1g</u>	<u>5-Fluoroorotic Acid (5-FOA) 5-氟乳清酸</u>	1g
<u>NBS5156-1mg</u>	<u>Tunicamycin 衣霉素</u>	1mg
<u>NBS5157-1mg</u>	<u>Swainsonine 苦马豆素</u>	1mg
<u>NBS0188-500g</u>	<u>D-glucose D-葡萄糖(无水)</u>	500g