

Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8051-1mg	Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇	1mg
NBS8051-5mg	Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇	5mg
NBS8051-10mg	Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇	10mg
NBS8051-25mg	Deoxynivalenol 脱氧雪腐镰刀菌烯醇	25mg

产品简介:

Deoxynivalenol (Vomitoxin) 是一种单端孢菌素家族镰刀菌属产生的霉菌毒素, 常见于受到污染的食物和饲料中。Deoxynivalenol 通过紧密连接处的细胞旁路来穿过肠粘膜。Deoxynivalenol 转运不受 P-糖蛋白 (PgP) 或多药耐药相关蛋白 (MRP) 抑制剂的影响。Deoxynivalenol 通常会导致人类和动物腹泻、呕吐和胃肠道炎症。

产品特性:

- 1) CAS NO.: 51481-10-8
- 2) 英文别名: Vomitoxin
- 3) 中文名称: 脱氧雪腐镰刀菌烯醇
- 4) 分子式: C₁₅H₂₀O₆
- 5) 分子量: 296.32
- 6) 外观: 固体
- 7) 纯度 (Purity): ≥98%

保存条件:

-20℃避光保存, 有效期 3 年。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!