

Sodium Tartrate 酒石酸钠

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8073-5g	Sodium Tartrate 酒石酸钠	5g
NBS8073-10g	Sodium Tartrate 酒石酸钠	10g

产品简介:

Sodium Tartrate 是一种具有抗氧化活性的 pH 调节剂。Sodium Tartrate 在高温下加热时特别有效地延缓水解, 导致植物油的酸值 (AVs) 增加。

产品特性:

1. CAS NO.: 868-18-8
2. 分子式: $C_4H_4Na_2O_6$
3. 分子量: 194.05
4. 外观: 白色固体
5. 纯度: $\geq 98\%$

保存条件:

2~8°C避光保存, 有效期 3 年。

注意事项:

1. 配成溶液, 请分装保存, 避免反复冻融造成的产品失效。溶液-80°C 储存时, 请在 6 个月内使用, -20°C 储存时, 请在 1 个月内使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS8072-5g</u>	<u>Sodium molybdate 钼酸钠</u>	5g
<u>NBS8073-5g</u>	<u>Sodium Tartrate 酒石酸钠</u>	5g
<u>NBS8074-50ug</u>	<u>Microcystin-LR 微囊藻毒素-LR</u>	50ug(0.5 mM*100ul in Ethanol)
<u>NBS8075-10mg</u>	<u>(-)-对溴四咪唑草酸盐</u>	10mg
<u>NBS8076-20mg</u>	<u>Cantharidin 斑蝥素</u>	20mg
<u>NBS8077-5g</u>	<u>β-甘油磷酸钠五水合物</u>	5g
<u>NBS0001-1ml</u>	<u>蛋白酶抑制剂 Cocktail (无 EDTA, 100×溶于 DMSO)</u>	1ml
<u>NBS8061-1ml</u>	<u>广谱型磷酸酶抑制剂混合物 (100x 储液)</u>	1ml
<u>NBS8062-2ml</u>	<u>改进型广谱磷酸酶抑制剂混合物 (100x 储液)</u>	2x1ml