

聚乙烯吡咯烷酮 K30 PVP-30 (Polyvinylpyrrolidone K30)

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8110-100g	PVP-30 (Polyvinylpyrrolidone K30) 聚乙烯吡咯烷酮 K30	100g
NBS8110-500g	PVP-30 (Polyvinylpyrrolidone K30) 聚乙烯吡咯烷酮 K30	500g

产品简介:

聚乙烯吡咯烷酮 (Polyvinylpyrrolidone, PVP), 通常用作增稠剂、分散剂、解毒剂、复合剂、润滑剂和粘合剂。生物学研究中, PVP 还是 Denhardt' s 溶液的成分之一, 以 1% (w/v) 的浓度包含在 50×Denhardt' s 标准储存液内。

本品为聚乙烯吡咯烷酮 K30 (Polyvinylpyrrolidone K30), 简称 PVP-30, 平均分子量 58,000。

产品特性:

- 1) CAS NO: 9003-39-8
- 2) 同义名: Polyvinylpyrrolidone K30; Polyvidone; Povidone; 聚维酮; 聚 N-乙烯基丁内酰胺;
- 3) 线性分子式: $(C_6H_9NO)_n$
- 4) 平均分子量: 58,000
- 5) K 值: K29-32
- 6) 外观: 白色至浅黄色粉末
- 7) 溶解性: 易溶于水、醇、胺及卤代烃; 不溶于丙酮、乙醚等;

保存条件:

室温干燥保存, 至少 3 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS8107-100g</u>	<u>PVP-15 (Polyvinylpyrrolidone K15) 聚乙烯吡咯烷酮 K15</u>	100g
<u>NBS8108-100g</u>	<u>PVP-17 (Polyvinylpyrrolidone K17) 聚乙烯吡咯烷酮 K17</u>	100g
<u>NBS8109-100g</u>	<u>PVP-25 (Polyvinylpyrrolidone K25) 聚乙烯吡咯烷酮 K25</u>	100g
<u>NBS8110-100g</u>	<u>PVP-30 (Polyvinylpyrrolidone K30) 聚乙烯吡咯烷酮 K30</u>	100g
<u>NBS8111-250g</u>	<u>PVP-30 (Polyvinylpyrrolidone K30), Molecular Biology Grade 聚乙烯吡咯烷酮 K30 (分子生物学级)</u>	250g
<u>NBS8112-250g</u>	<u>PVP-40 (Polyvinylpyrrolidone, average MW 40,000)</u> <u>聚乙烯吡咯烷酮 k40</u>	250g
<u>NBS8113-100g</u>	<u>PVP-60 (Polyvinylpyrrolidone K60) 聚乙烯吡咯烷酮 K60</u>	100g
<u>NBS8114-100g</u>	<u>PVP-90 (Polyvinylpyrrolidone K90) 聚乙烯吡咯烷酮 K90</u>	100g
<u>NBS8115-100g</u>	<u>PVP-360 (Polyvinylpyrrolidone 360) 聚乙烯吡咯烷酮 k360</u>	100g