

Tris-EDTA buffer TE 缓冲液, pH 8.0

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0141-100ml	Tris-EDTA buffer TE 缓冲液, pH 8.0	100ml

产品简介:

TE 即 Tris-EDTA buffer(10mM Tris, 1mM EDTA, pH8.0), 常用分子生物学试剂, 用于 DNA 的溶解等。。

本产品为即用型 1×TE 缓冲液。

保存条件:

室温保存, 一年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!