

Quercetin 槲皮素

产品编号	产品名称	包装规格
NBS0126-1g	Quercetin 槲皮素	1g
NBS0126-10g	Quercetin 槲皮素	10g
NBS0126-50g	Quercetin 槲皮素	50g
NBS0126-1ml	Quercetin 槲皮素	1mLx10mM (in DMSO)

产品简介:

Quercetin (NSC 9221, NSC9221, Sophoretin, C.I. 75720), 又称槲皮素、栎精或槲皮黄素, 是存在于多种蔬菜和水果中的天然黄酮类化合物, 是临床上常用的一种祛痰药。槲皮素具有多种生物活性, 如抗氧化、抗癌等。槲皮素也是 PI3K 的抑制剂, 作用于 PI3K $\beta/\gamma/\delta$ 的 IC50 为 5.4 μ M/2.4 μ M/3.0 μ M, 也可激活 SIRT1。

产品特性:

- 1) 别名: Quercetin, NSC 9221, NSC9221, Sophoretin, C.I. 75720, 槲皮素、栎精, 槲皮黄素
- 2) CAS: 117-39-5
- 3) 分子式: C₁₅H₁₀O₇
- 4) 分子量: 302.24
- 5) 纯度: > 97
- 6) 溶解性: 溶于 DMSO: ≥ 50 mg/mL

保存条件:

-20°C保存, 2 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!

相关产品:

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS1039-10mg</u>	<u>雷帕霉素 Rapamycin (Sirolimus)</u>	10mg
<u>NBS0114-1mg</u>	<u>LY294002 hydrochloride</u>	1mg
<u>NBS0125-100μg</u>	<u>Bafilomycin A1 巴佛洛霉素 A1</u>	100μg
<u>NBS0126-1g</u>	<u>Quercetin 槲皮素</u>	1g
<u>NBS0128-200mg</u>	<u>Quercetin hydrate 槲皮素水合物</u>	200mg
<u>NBS0130-2.5mg</u>	<u>Quercetin-d3 槲皮素 d3</u>	2.5mg
<u>NBS0131-5mg</u>	<u>Isoquercitrin 异槲皮苷</u>	5mg