

20%甘油水溶液（无菌）

20% glycerol solution, sterile

产品编号	产品名称	包装规格
NBS1543-100ml	20%甘油水溶液（无菌）	100ml

产品简介：

丙三醇，又称甘油（Glycerol），是一种无色、味甜、澄明黏稠的液体，无臭，入口有暖甜味。具有较强的吸湿性，能从空气中吸收潮气，同时也能吸收硫化氢、氰化氢和二氧化硫等气体。其分子量为 92.09，CAS 号为 56-81-5。甘油在工业和医药领域应用广泛，可用作溶剂、润滑剂、药剂和甜味剂等。

20%甘油水溶液（无菌）采用优质甘油为原料，加入去离子水，经高压灭菌处理制备而成。该产品无菌、无热原，可直接用于细胞培养、微生物实验及各类生化反应中，常用作溶剂、润滑剂以及保护剂等，尤其适用于对无菌条件要求严格的实验操作。

保存条件：

室温保存（一年有效）

产品使用：

根据实验需求，稀释至恰当浓度后使用。

注意事项：

1. 操作全程注意无菌，避免细菌等微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS1101</u>	<u>氯化钙溶液（1M，无菌）</u>	100ml
		500ml
<u>NBS1541</u>	<u>100%甘油溶液（无菌）</u>	100ml
		500ml
<u>NBS1542</u>	<u>50%甘油水溶液（无菌）</u>	100ml
<u>NBS1543</u>	<u>20%甘油水溶液（无菌）</u>	100ml

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！