

超纯水，无 DNA 酶 RNA 酶

产品编号	产品名称	包装规格
NBS9022-5ml	超纯水，无 DNA 酶 RNA 酶	5x1ml
NBS9022-100ml	超纯水，无 DNA 酶 RNA 酶	100ml

产品简介：

超纯水是利用反渗透技术，通过多次交换柱和滤膜去除重金属盐、细菌、有机物、内毒素等杂质后得到的超纯产品。电阻率 18.2 MΩ.cm；TOC<1 ppb；内毒素<0.001 EU/ml。

保存条件：

-20℃保存，2 年有效。

质量控制：

质量检测表明不含内切或外切脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶、磷酸酶污染。

产品用途：

分子生物学实验

细胞培养

药物研究

仪器分析

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其它用途！