

Paclobutrazol 多效唑

产品编号	产品名称	包装规格
NBS6734-100mg	Paclobutrazol 多效唑	100mg
NBS6734-500mg	Paclobutrazol 多效唑	500mg

产品简介:

多效唑 (Paclobutrazol, PBZ) 是一种三唑类植物生长阻滞剂 (或植物生长延缓剂), 能够抑制赤霉素的生物合成。也有抗真菌活性。植物内多效唑向顶运输, 也能抑制阻抑脱落酸合成和诱导耐冻性。植物生物学中多效唑通常用作赤霉素作用方式的支持研究。

产品特性:

- 1) 化学名: (α R, β R)-rel- β -[(4-chlorophenyl)methyl]- α -(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol
- 2) 同义名: PBZ
- 3) CAS NO: 76738-62-0
- 4) 分子式: C₁₅H₂₀ClN₃O
- 5) 分子量: 293.79
- 6) 纯度: $\geq 99\%$
- 7) 外观: 白色固体
- 8) 溶解性: 溶于甲醇、乙醇、DMSO, 难溶于水

保存条件:

-20°C避光保存, 至少 2 年有效。

注意事项:

1. 本品仅用作科研用途, 绝不可用于临床诊断或治疗药物, 绝不可用做食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS1298-100mg</u>	<u>(+)-Absciscic Acid (ABA) (+)-脱落酸</u>	100mg
<u>NBS6716-100g</u>	<u>Mepiquat Chloride 缩节胺 (助壮素)</u>	100g
<u>NBS6728-25g</u>	<u>Daminozide (B-Nine) 丁酰肼 (比久)</u>	25g
<u>NBS6729-5g</u>	<u>Forchlorfenuron (CPPU) 氯吡苯脲 (吡效隆)</u>	5g
<u>NBS6730-25g</u>	<u>Chlormequat Chloride 矮壮素</u>	25g
<u>NBS6731-50g</u>	<u>Ethephon 乙烯利</u>	50g
<u>NBS6732-5g</u>	<u>Uniconazole 烯效唑</u>	5g
<u>NBS6733-100mg</u>	<u>Flurprimidol 呋啉醇 (氟啉醇)</u>	100mg
<u>NBS6734-100mg</u>	<u>Paclobutrazol 多效唑</u>	100mg