

Phos-tag Acrylamide AAL-107


产品编号	产品名称	包装规格
NBS5186-1mg	Phos-tag Acrylamide AAL-107	1mg
NBS5186-5mg	Phos-tag Acrylamide AAL-107	5mg
NBS5186-10mg	Phos-tag Acrylamide AAL-107	10mg
NBS5186-25mg	Phos-tag Acrylamide AAL-107	25mg

产品简介:

Phos-tag Acrylamide AAL-107 是一种聚丙烯酰胺结合的磷酸盐结合标签, 可用做可视化磷酸化蛋白质工具。

产品特性:

- 1) CAS No.: 871839-54-2
- 2) 分子量: 594.71
- 3) 分子式: C₃₃H₃₈N₈O₃
- 4) 颜色: 黄色
- 5) 纯度: ≥99%
- 6) 溶解度: DMSO: 100 mg/mL (168.15 mM), 建议使用超声处理.
H₂O: 5.95 mg/mL (10 mM), 建议使用超声处理.
- 7) 化学结构图:



保存条件:

-20°C 保存, 3 年有效; 配制溶剂: -80°C 保存, 1 年有效。

溶液配制表:**H₂O/DMSO**

	1mg	5mg	10mg	50mg
1 mM	1.6815 mL	8.4075 mL	16.8149 mL	84.0746 mL
5 mM	0.3363 mL	1.6815 mL	3.3630 mL	16.8149 mL
10 mM	0.1681 mL	0.8407 mL	1.6815 mL	8.4075 mL
20 mM	0.0841 mL	0.4204 mL	0.8407 mL	4.2037 mL
50 mM	0.0336 mL	0.1681 mL	0.3363 mL	1.6815 mL

请根据产品在不同溶剂中的溶解度选择适当的溶剂来配制母液。请尽快使用。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!