

植物外泌体（柠檬） Plant Exosomes (Lemon)

产品编号	产品名称	包装规格
NW3321-100ug	植物外泌体（柠檬）	100μg
NW3321-1mg	植物外泌体（柠檬）	10x100μg

产品简介：

植物外泌体（柠檬）是从柠檬果实汁液中分离提取获得的高纯度囊泡颗粒，直径在 30~200 nm，颗粒蛋白比 $\geq 1 \times 10^8$ particles/μg。可作为科研试剂用于透射电镜分析、NTA 粒径分析、核酸蛋白分析、细胞学实验及动物实验等。

保存条件：

-80℃保存，9 个月有效。

产品参数：

- 1) 溶剂说明：0.9%医用生理盐水
- 2) 产品级别：BR: Biological reagent
- 3) 产品外观：澄清透明液体

产品使用：

作为科研试剂使用：

WB: 20~40 μg/well

NTA: 50 μL

TEM: 10 μL

注意事项：

1. Western Blot 检测前请充分裂解该产品再进行实验。推荐使用外泌体专用裂解液（货号：NW3203）进行裂解。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NW3218-100ug</u>	<u>293T 细胞外泌体</u>	100μg
<u>NW3219-100ug</u>	<u>人 T 淋巴细胞外泌体</u>	100μl
<u>NW3220-100ug</u>	<u>人 NK 细胞外泌体</u>	100μg
<u>NW3221-100ug</u>	<u>EGF-FGF 双因子外泌体</u>	100μg
<u>NW3222-100ug</u>	<u>人 MSC 细胞外泌体</u>	100μg
<u>NW3223-100ug</u>	<u>植物外泌体（葡萄）</u>	100μg
<u>NW3224-100ug</u>	<u>植物外泌体（姜黄）</u>	100μg
<u>NW3308-100ug</u>	<u>植物外泌体（生姜）</u>	100μg
<u>NW3309-100ug</u>	<u>植物外泌体（麦冬）</u>	100μg
<u>NW3310-100ug</u>	<u>植物外泌体（桔梗）</u>	100μg
<u>NW3311-20mg</u>	<u>牛奶外泌体提取物</u>	20mg
<u>NW3318-100ug</u>	<u>植物外泌体（淫羊藿）</u>	100μg
<u>NW3319-100ug</u>	<u>植物外泌体（人参）</u>	100μg
<u>NW3320-100ug</u>	<u>植物外泌体（金银花）</u>	100μg
<u>NW3321-100ug</u>	<u>植物外泌体（柠檬）</u>	100μg

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！