

马尿酸, 分析标准品, HPLC≥98%

Hippuric acid

产品编号	产品名称	包装规格
NBS7012-50mg	马尿酸, 分析标准品, HPLC≥98%	50mg
NBS7012-200mg	马尿酸, 分析标准品, HPLC≥98%	200mg

产品简介:

Hippuric acid (Standard) 是 Hippuric acid 的分析标准品。本产品用于研究及分析应用。Hippuric Acid 是一个口服活性的代谢物。Hippuric Acid 可由肠道微生物代谢多酚、苯甲酸而产生。Hippuric Acid 可降低 NRF2、MMP9 并导致 ROS 积累。Hippuric Acid 可激活 TGFβ/SMAD 信号。Hippuric Acid 可改善高尿酸血症和结肠炎。Hippuric Acid 还可用于心血管疾病研究。

产品特性:

- 1) CAS: 495-69-2
- 2) 分子式: $C_9H_9NO_3$
- 3) 分子量: 179.17
- 4) 纯度: ≥98%
- 5) 熔点: 187-191 °C (lit.)
- 6) 沸点: 464.1°C at 760 mmHg
- 7) 外观: 白色至类白色结晶性粉末
- 8) 密度: 1.37
- 9) 溶解性: DMSO: 30mg/ml

保存条件:

2-8°C保存, 2 年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装规格
<u>NBS7010-50T</u>	<u>血管紧张素转化酶活性检测试剂盒</u>	50 Assays (48 samples)
<u>NBS7011-0.1unit</u>	<u>血管紧张素转换酶, ≥ 2.0 units/mg protein</u>	0.1unit
<u>NBS7012-50mg</u>	<u>马尿酸, 分析标准品, HPLC$\geq 98\%$</u>	50mg
<u>NBS7013-5mg</u>	<u>马脲酰组氨酰亮氨酸</u>	5mg

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！