

盐酸特比萘芬 Terbinafine HCl

产品编号	产品名称	包装规格
NBS5149-5g	Terbinafine HCl 盐酸特比萘芬	5g
NBS5149-25g	Terbinafine HCl 盐酸特比萘芬	25g
NBS5149-100g	Terbinafine HCl 盐酸特比萘芬	100g

产品简介:

Terbinafine HCl 盐酸特比萘芬(KWD 2019) 具有抗真菌感染活性。它是念珠菌属的角鲨烯环氧化酶的非竞争性抑制剂, K_i 值为 30 nM。它还对某些革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌具有抗菌活性。

产品特性:

- 1) 别名: 盐酸特比萘芬, Terbinafine HCl, TDT 067 hydrochloride, KWD 2019, Terbinafine hydrochloride
- 2) CAS: 78628-80-5
- 3) 分子式: $C_{21}H_{26}ClN$
- 4) 分子量: 327.891
- 5) 纯度: $\geq 98\%$
- 6) 溶解性: 溶于 DMSO

保存条件:

-20°C保存, 3 一年有效。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究, 不得用于医学诊断及其他用途!